

Felix Bühler compressiebandages – Toepassingsgebieden

- Preventie bij lange statijden (bv. stalrust, transport)
- Sneller herstellen na belasting
- Opgezwollen benen
- Inactiviteitsoedeem
- Ondersteuning bij chronische problemen met de lymfeafvoer
- Zachte gallen (niet verhard)
- (Chronische) peesblessures/-aandoeningen
- Na blessures aan het kootgewricht
- Postoperatief om zwellingen te voorkomen
- Postoperatief en posttraumatisch oedeem
- Na herstel van een acute flegmone
- Na herstel van lichte gevallen van chronische flegmonen
- Littekenbehandeling
- Wondbehandeling met kompres als vervanging voor verband
- (Uitgeruste/Recente) ontsteking pijpbeen

Felix Bühler compressiebandages

Pijpbeen voorhand (Metacarpus)		I / XS	II / S	III / M
Confectiematen - Maten in cm				
cD Omvang midden pijpbeen	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	
cC Omvang midden kogelgewricht	25,0 – 27,0	27,0 – 29,0	29,0 – 31,0	
Pijpbeen achterhand (Metatarsus)		II / S	III / M	IV / L
Confectiematen - Maten in cm				
cD Omvang midden pijpbeen	20,5 – 22,0	22,0 – 23,5	23,5 – 25,0	
cC Omvang midden kogelgewricht	27,0 – 28,5	28,5 – 30,5	30,5 – 32,5	

Voor een optimale pasvorm neemt u de maten ten alle tijden aan een slank paardenbeen (na beweging).

Felix Bühler fysiotape voor paarden

Lymfetaping is een aanvullende compressiebehandeling, met name geschikt voor lichaamsgebieden waar compressiebandages niet effectief kunnen worden aangebracht. Felix Bühler fysiotape is speciaal ontwikkeld voor diergeneeskundig gebruik. De latexvrije acryl kleeflaag heeft een zeer sterke kleefkracht en zorgt dus voor een ideale hechting op de paardenhuid. Bovendien is het hypoallergeen, luchtdoorlatend en waterafstotend.



Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG • Vierte Industriestraße 1+2 • 68764 Hockenheim • Germany

Julius Zorn GmbH • Juliusplatz 1 • 86551 Aichach • Germany • www.juzo.com

Hersteller / Manufacturer VetkinTape THYSOL Group BV • Midzomerweg 8 • 7532 SW Enschede • Netherlands

GEDEGEN ONDERSTEUNING VOOR PAARDENBENEN

Felix Bühler compressiebandages

NLD • 14290407/11 • 0401VT • 03/2019 • Wijzigingen en fouten voorbehouden.



Wat zijn de Felix Bühler compressiebandages?

Felix Bühler compressiebandages voor paarden kenmerken zich door een anatomisch exacte pasvorm en een nauwkeurig gedefinieerde compressiedruk. Zowel de bloedsomloop als de lymfestroom worden hierdoor gestimuleerd en ondersteund. Lymfvloeistof en schadelijke stoffen in het paardenbeen worden zo sneller afgevoerd.

Felix Bühler compressiebandages zijn ontwikkeld op basis van ruim honderd jaar ervaring op geneeskundig gebied bij mensen.

Felix Bühler compressiebandages werken door druk van buitenaf, die geleidelijk van onder naar boven afneemt. Felix Bühler compressiebandages activeren en ondersteunen het lymfestelsel en stimuleren een actieve afvoer van de lymfvloeistof.

Het paardenbeen wordt dunner en beter. Bij problemen zoals chronisch dikke benen kunnen Felix Bühler compressiebandages als aanvulling op een totaalbehandeling worden gebruikt als ondersteuning voor het lymfestelsel.

Het lymfestelsel van het paard

Door hun grootte en anatomie hebben paarden een zeer complex lymfestelsel dat parallel aan de bloedsomloop door het hele lichaam loopt. Hierbij ondersteunt het lymfestelsel het afweermechanisme. Een paard heeft ongeveer 8000 lymfeknoten, een mens slechts ca. 400 - 600, die verdeeld zijn over het hele lichaam. De zogenaamde lymfvloeistof ontstaat door opname van vloeistof, eiwitten, schadelijke stoffen en celafval in het weefsel. In de lymfeklieren wordt deze lymfe gefilterd en ontdaan van ziekteverwekkers, lichaamsvreemde stoffen en tumorcellen.

Over het geheel genomen is de lymfestroom bij paarden relatief traag. De doorstroming wordt vooral door beweging in stand gehouden. Als een paard langere tijd stil moet staan, kunnen er stuwingen ontstaan in het lymfestelsel, waardoor bijvoorbeeld de benen kunnen opzwellen. Ter ondersteuning van het lymfestelsel kan in dergelijke gevallen, naast beweging of lymfedrainage, een Felix Bühler compressiebandage worden gebruikt. Let op: Gebruik Felix Bühler compressiebandages nooit als het paard een ziekte aandoening heeft die met koorts gepaard gaat!

Een goed functionerend lymfestelsel is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van het paard.

Wetenswaardigheden over Felix Bühler compressiebandages

Wat is het verschil tussen Felix Bühler compressiebandages en normaal (wikkel)verband?

Door het speciale breiwerk en de optimale compressie worden zowel de lymfestroom als de bloedsomloop gestimuleerd en ondersteund. Dit draagt onder andere bij aan een sneller herstel van de paardenbenen. De gevormde sluitingen voorkomen dat de bandage te strak komt te zitten. Verkeerd aanbrengen is niet mogelijk.

Kan er warmteophoping ontstaan onder de compressiebandage?

Nee, vanwege het grofmazige, luchtdoorlatende en ademende materiaal kan er geen stuwwarmte ontstaan.

Met welke tussenpozen moeten de bandages worden gedragen?

Paarden die voor het eerst een compressiebandage dragen, moeten er langzaam aan wennen. U moet beginnen met 1 uur en dit geleidelijk uitbreiden naar 2, 4, 6, 8, 12 en 16 uur tot en met 23 uur. Hierbij moet u op het paard blijven letten. Sommige paarden wennen snel aan de bandages, andere langzamer.

